

Анти-Hsd17B13 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Артикул: CM0027764



введение

Кроличья поликлональная антитело против HSD17B13, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный, крысиный HSD17B13; предназначена для исследований метаболизма липидов в печени. Специфична для локализации в липидных каплях и эндоплазматическом ретикулуме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B13 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	345275
GeneID	345275
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z5P4
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом