


Анти-Hsd17B13 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), If-P, Ифа (Elisa) - Q7Z5P4

Артикул: CM0020362



введение

Кроличья поликлональная антитело к HSD17B13, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), IF-P и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий и крысиный HSD17B13, фермент метаболизма липидов печени размером ~34 кДа. Идеально подходит для исследований печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	345275
GeneID	345275
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 34-300 человеческого HSD17B13 (NP_835236.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q7Z5P4
Молекулярная масса белка	34kDa
Доставка	В ледяном пакете