

Моноклональное Антитело Против Hsd17B2 Для Wb, Ihc-P, Ифа — P37059

Артикул: CM0012475

введение

Моноклональное антитело к человеческому HSD17B2 (P37059), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения стероидного метаболизма и эндокринной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3294
ID гена	3294
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого HSD17B2 (NP_002144.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37059
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С холодоэлементом