

Кроличье Поликлональное Антитело Против Hsd17B3 Для Wb И Ифа - P37058

Артикул: CM0025034

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому HSD17B3 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для изучения биосинтеза андрогенов и связанных диагностических задач.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B3 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Вид	Человек
ID гена	3293
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-310 человеческого HSD17B3 (NP_000188.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37058
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник