

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hsd17B7 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P56937

Артикул: CM0022981

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого HSD17B7 (P56937), валидирована для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходит для исследований метаболизма стероидных гормонов и биосинтеза холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B7 кроличья пАнт
Примечания/Алиасы	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Вид	Человек
ID гена (человек)	51478
ID гена	51478
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 110 по 200 человеческого HSD17B7 (NP_057455.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56937
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет