


Поликлональное Антитело Против Hsd17B8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92506

Артикул: CM0017222



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок HSD17B8 (Q92506), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белками. Идеально для изучения митохондриального синтеза жирных кислот и метаболизма стероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dJ1033B10.9; HSD17B8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7923
GeneID	7923
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92506
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом