

Моноклональное Антитело Кролика Против Hsd3B1 Для Вб, Игх-П, Ифа - P14060

Артикул: CM0002211

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого HSD3B1, подходит для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Необходим для исследований стероидогенеза и гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD3B1 кроличье МАТ
Примечания/алиасы	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3283
GeneID	3283
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого HSD3B1 (P14060)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14060
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет