

Кроличье Поликлональное Антитело К Hsd3B2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Ифа - P26439

Артикул: CM0023541

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HSD3B2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Определяет HSD3B2 человека и мыши. Идеально для исследований стероидогенеза, биосинтеза гормонов и эндокринных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD3B2 Кроличье pAb
Альтернативные названия	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Вид	Человек
ID гена	3284
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-287 человеческого HSD3B2 (NP_000189.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применения	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
Доступ в UniProt	P26439
Молекулярная масса	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом