


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hsf1 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa - Q00613

Артикул: CM0004834



введение

Кроличыи моноклональные антитела против HSF1, валидированные для WB, IHC-P, IP, ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходят для исследований теплового шока и транскрипции. SWISS: Q00613.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSF1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HSTF1; HSF1
Вид	Человек
GeneID	3297
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 429-530 человеческого HSF1 (NP_005517.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00613
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом