


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hsf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q00613

Артикул: CM0015415



введение

Это кроличье поликлональное антитело направлено против HSF1 (HSTF1), валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Полезно для исследований стресс-ответа и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSTF1; HSF1
Вид	Человек
ID гена	3297
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-529 человеческого HSF1 (NP_005517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00613
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	В ледяном пакете