


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Hsf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q03933

Артикул: CM0021852



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого HSF2 (Фактор теплового шока 2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований стрессового ответа и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против HSF2
Примечания/Альтернативные названия	HSF 2; HSTF 2; HSF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3298
GeneID	3298
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-215 человеческого HSF2 (Q03933).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03933
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом