


Кроличья Поликлональная Антитело Против Hsl Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q05469

Артикул: CM0020663



введение

Кроличья поликлональная антитело против HSL для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с HSL человека, мыши и крысы. Гормон-чувствительная липаза (HSL) играет ключевую роль в липидном обмене, гидролизуя триглицериды и эфиры холестерина. Идеально подходит для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSL; LHS; REN; AOMS4; FPLD6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3991
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1000 человеческого LIPE (NP_005348.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05469
Молекулярный вес белка	117 кДа
Доставка	Сумка со льдом