


Кроличья Моноклональная Антитело Против Hsl/Lipe Для Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Артикул: CM0007105



введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому HSL/LIPE. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований липидного обмена, гормончувствительной липазы и стероидеогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSL/LIPE кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Вид	Человек
ID гена (человек)	3991
ID гена	3991
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 901-1000 человеческого HSL/LIPE (NP_005348.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q05469
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодовая упаковка