

Кроличья Моноклональная Антитело К Hsp105/Hsph1 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q92598

Артикул: CM0009943



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому тепловому шоковому белку массой 105 кДа (HSP105/HSPH1), подходит для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований стрессовых ответов и фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к HSP105/HSPH1
Примечания/Алиасы	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10808
ID гена	10808
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 человеческого HSP105/HSPH1 (Q92598)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92598
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодильный пакет