

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hsp105/Hsph1 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q92598

Артикул: CM0030439



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого HSP105/HSPH1 (HSP105A/B, NY-CO-25). Валидированы для использования в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА, проявляют реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований стрессового ответа и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP105/HSPH1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10808
ID гена	10808
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92598
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	С ледяным пакетом