


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Hsp27/Hspb1 [Валидировано Kd] Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Артикул: CM0009649



введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против человеческого HSP27/HSPB1, подходящее для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Надежный инструмент для изучения функции молекулярных шаперонов, стрессового ответа и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] HSP27/HSPB1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
Вид	Человек
GeneID (человек)	3315
GeneID	3315
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 человеческого HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P04792
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом