

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hsp40 Для Wb, Fc, Elisa - P25685

Артикул: CM0004240



введение

Высокопроизводительные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого HSP40/DNAJB1, для WB, внутриклеточного FC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеальны для изучения шаперонов, теплового шока и взаимодействия с HSC70.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP40 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; гомолог dnaJ, подсемейство B, член 1; HSP40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3337
ID гена	3337
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 241-340 человеческого DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC (внутриклеточный), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25685
Молекулярный вес белка	27кДа/38кДа
Доставка	Сумка со льдом