

Моноклональное Антитело Anti-Hsp47/Serpinh1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Артикул: CM0003359

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело anti-HSP47/SERPINH1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным образцами. Нацелено на шаперон коллагена serpin H1 для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP47/SERPINH1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPR0M; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	871
GeneID	871
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 319-418 человеческого HSP47/SERPINH1 (P50454).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50454
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Ледяной пакет