

## Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Hsp47/Serpinh1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Артикул: CM0014979

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HSP47 (SERPINH1, P50454) для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Выявляет эндогенный HSP47 в образцах человека и мыши; идеально подходит для исследований шаперонов коллагена.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против HSP47/SERPINH1                                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPR0M; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 871                                                                                                                                          |
| GeneID                    | 871                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 139–418 человеческого HSP47/SERPINH1 (NP_001226.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                                |
| SWISS                     | P50454                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 46 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                            |