


Моноклональное Антитело Против Hsp60/Hspd1 (Кролик Mab) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

Артикул: CM0003113



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против HSP60/HSPD1 для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидировано на человеке, мыши, крысе и пшенице; нацелено на митохондриальный шаперонин HSP60 (61 кДа) для исследований свертывания белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP60/HSPD1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3329
GeneID	3329
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Пшеница
SWISS	P10809
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	С ледяным пакетом