


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hsp60/Hspd1 Для Wb — P10809

Артикул: CM0015405



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на HSP60/HSPD1 человека. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальных шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HSP60/HSPD1
Примечания/синонимы	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3329
GeneID	3329
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-240 HSP60/HSPD1 человека (NP_002147.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10809
Молекулярная масса	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом