

Моноклональное Антитело Против Hsp70 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P0Dmv8 / P0Dmv9

Артикул: CM0006886



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому HSP70 (HSPA1A/HSPA1B). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Реагирует с материалами человека, мыши, крысы, пшеницы и кукурузы. Иммуноген: аминокислоты 500–600 белка HSP70.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HSP70
Примечания/алиасы	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
Вид	Человек
GeneID	3303/3304
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500–600 человеческого HSP70. (NP_005336.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, пшеница, кукуруза
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	С использованием хладагента