

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hsp70 Для Wb, IHC-P, Elisa — P0Dmv8 / P0Dmv9

Артикул: CM0002761



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому HSP70 (HSPA1A/HSPA1B). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA; проявляет перекрестную реакцию с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения функций шаперонов, ответа на стресс и путей контроля качества белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против HSP70
Примечания/алиасы	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70i; HSP72; HSPA1; HSP70
Вид	Человек
ID гена (человек)	3303/3304
ID гена	3303/3304
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого HSP70 (NP_005336.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом