

Анти-Hsp70/Hspa1A Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Артикул: CM0014129



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого HSP70 (HSPA1A), валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на ключевой молекулярный шаперон, участвующий в реакции на стресс и сворачивании белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP70 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3303/3304
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого HSP70/HSPA1 (NP_005336.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Молекулярный вес белка	70 кДа
Доставка	Сумка со льдом