


Поликлональное Антитело Anti-Hsp90A Для Wb, If/Icc, Elisa — P07900

Артикул: CM0013987



введение

Кроличье поликлональное антитело к Hsp90α, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на белок теплового шока HSP 90-alpha — молекулярный шаперон, участвующий в контроле клеточного цикла и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hsp90α Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
Вид	Человек
GeneID (человек)	3320
GeneID	3320
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07900
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом