

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hsp90A/B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P07900 / P08238

Артикул: CM0010290



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Hsp90 α/β , валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований шаперонов, передачи сигналов и митохондриального импорта. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой, обезьяной.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Hsp90 α/β
Примечания/Альтернативные названия	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90 α/β
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3320/3326
ID гена	3320/3326
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 533-732 человеческого Hsp90 α (P07900)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P07900/P08238
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом