


Поликлональные Антитела Против Hsp90В Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Артикул: CM0024163



введение

Кроличьи pAb против Hsp90β, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий HSP90-beta (P08238), перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения шаперон-зависимой сигнализации и стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Hsp90β Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3326
GeneID	3326
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого Hsp90β (NP_031381.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08238
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом