


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Hsp90В Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P08238

Артикул: CM0006425



введение

Кроличыи моноклональные антитела к Hsp90β, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческими, мышинными, крысиными белками и белками риса. Идеальны для изучения белков теплового шока и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hsp90β кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3326
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого Hsp90β. (NP_031381.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Рис
SWISS	P08238
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка-холодильник