


Кроличье Поликлональное Антитело Против Hsp90В Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P08238

Артикул: CM0018086



введение

Кроличье поликлональное антитело против Hsp90β (валидировано на нокауте) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой. Важный инструмент для изучения функции молекулярного шаперона в передаче сигналов, реакции на стресс и контроле клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Hsp90β Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0β
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3326
GeneID	3326
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 белка Hsp90β человека (NP_031381.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08238
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом