

Моноклональное Антитело Anti-Hspa12A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43301

Артикул: CM0003652

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого HSPA12A, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный HSPA12A в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения опосредованной SORL1 трафиковой транспортировки и реакции на тепловой шок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA12A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HSPA12A ; HSPA12A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	259217
GeneID	259217
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого HSPA12A (O43301).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43301
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка со льдом