

Анти-Нспра14 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q0Vdf9

Артикул: CM0029354

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого HSPA14, валидированные для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Для исследований рибосом-ассоциированного комплекса и сворачивания белков. Заказать в CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA14 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51182
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-509 человеческого HSPA14 (NP_057383.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q0VDF9
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом