

Поликлональные Антитела Против Hspa1L Для Вестерн-Блоттинга - P34931

Артикул: CM0018908



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HSPA1L для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), распознающие человеческий и мышиный HSPA1L. Идеально подходят для изучения функций молекулярных шаперонов, контроля качества белков и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA1L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3305
GeneID	3305
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 342-641 человеческого HSPA1L (NP_005518.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P34931
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент