


Моноклональное Антитело Anti-Hspa2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P54652

Артикул: CM0012683



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HSPA2 (HSP70-2), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения контроля качества белков, опосредованного шаперонами, и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ к HSPA2
Примечания/синонимы	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3306
GeneID	3306
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P54652
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Хладагент