


Антитело Кролика Против Hspa2 (Поликлональное) - P54652

Артикул: CM0028942



введение

HSPA2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное от кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), IF/ICC и ИФА. Оно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным HSPA2, белком теплового шока, участвующим в функциях шаперона, контроле качества белков и сперматогенезе. Идеально подходит для изучения реакции на стресс и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3306
GeneID	3306
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-639 человеческого HSPA2 (NP_068814.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54652
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом