

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hspa4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P34932

Артикул: CM0002807

введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела к человеческому HSPA4 (белок теплового шока 70 кДа 4). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для изучения реакции на стресс и сворачивания белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3308
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого HSPA4 (P34932).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34932
Молекулярный вес белка	94 кДа
Доставка	С ледяным пакетом