

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hspa4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P34932

Артикул: CM0023863

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого HSPA4 (белок теплового шока 70 кДа 4, APG-2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований стрессовой биологии и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3308
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 680-840 человеческого HSPA4 (NP_002145.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34932
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	В пакете со льдом