

Поликлональные Антитела Против Hspa4L Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - O95757

Артикул: CM0021622

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против HSPA4L, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения функции шаперонов семейства белков теплового шока 70 и реакции на стресс. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA4L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22824
GeneID	22824
Иммуноген	Рекомбинантный белок — Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-600 человеческого HSPA4L (NP_055093.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95757
Молекулярная масса белка	95кДа
Доставка	В ледяном пакете