

Кроличья Поликлональная Антитело К Hspa6 Для Вб, Игк-П, Ифа — P17066

Артикул: CM0028779



введение

Кроличья поликлональная антитело к HSPA6, валидированная для ВБ, ИГК-П, ИФА; реагирует с человеческим, мышинным и крысиным HSPA6. Идеально подходит для изучения функций шаперонов семейства тепловых шоковых белков 70 и путей стрессорного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPA6 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	HSP70B ¹ , HSPA6
Вид	Человек
ID гена (человек)	3310
ID гена	3310
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 474–643 человеческого HSPA6 (NP_002146.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17066
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет