

Кроличья Поликлональная Антитела Против Hspb2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q16082

Артикул: CM0024063



введение

Кроличьи поликлональные антитела против HSPB2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 1-182). Подходят для исследований стрессового ответа и регуляции DMPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к HSPB2
Примечания/Альтернативные названия	МКВР, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3316
GeneID	3316
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-182 человеческого HSPB2 (NP_001532.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16082
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом