

Поликлональные Антитела Против Hspb7 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby9

Артикул: CM0021564



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого HSPB7 (cvHSP), подходящие для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Поддерживают исследования сердечно-сосудистой системы и реакции на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPB7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	cvHSP; HSPB7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27129
ID гена	27129
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого HSPB7 (NP_055239.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBY9
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом