

Кроличья Моноклональная Антитела К Hspb8/Hsp22 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q9Ujy1

Артикул: CM0011577



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела к HSPB8/HSP22, валидированная для методов Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИХЦ (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Направлена на человеческий HSPB8, проявляет перекрестную реактивность с белками мыши, крысы и обезьяны. Подходит для исследований контроля качества белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPB8/HSP22, кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	26353
Идентификатор гена	26353
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-196 человеческого HSPB8/HSP22 (NP_055180.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, обезьяна
SWISS	Q9UJY1
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет