

Кроличья Поликлональная Антитело Против Hspb8/Hsp22 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q9UJy1

Артикул: CM0020591



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Идеально для изучения контроля качества белка, биологии мышц и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против HSPB8/HSP22
Примечания/Альтернативные названия	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26353
GeneID	26353
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-196 человеческого HSPB8/HSP22 (NP_055180.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJY1
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В термосумке со льдом