


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P61604

Артикул: CM0011601



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого HSPE1 (HSP10/CPN10) для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальных шаперонов и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPE1/HSP10/CPN10, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3336
Идентификатор гена	3336
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50–150 человеческого HSPE1/HSP10/CPN10 (P61604)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61604
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом