

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Htr1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P28222

Артикул: CM0019137



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого HTR1B (серотониновый рецептор 5-HT1B), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и сигнальных путей рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTR1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3351
ID гена	3351
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-390 человеческого HTR1B (P28222).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28222
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент