


Кроличье Поликлональное Антитело Против Htr1D Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P28221

Артикул: CM0020528



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HTR1D (серотониновый рецептор 1D/5-HT1D). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований в нейронауках и изучения сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTR1D Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3352
GeneID	3352
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого HTR1D (NP_000855.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28221
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом