


Кроличье Поликлональное Антитело К Htr2A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P28223

Артикул: CM0023692



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий HTR2A (серотониновый рецептор 5-HT2A). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA на образцах человека и мыши. Идеально для исследований в нейронауках и изучения сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTR2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3356
GeneID	3356
Иммуноген	Синтетический пептид – синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого HTR2A (NP_000612.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28223
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом