


Кроличья Поликлональная Антитела Против Htr2B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P41595

Артикул: CM0026316



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого серотонинового рецептора 2B (HTR2B), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально подходят для изучения сигналинга GPCR, нейробиологии и развития сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HTR2B Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3357
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-481 человеческого HTR2B (NP_000858.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41595
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом