

Поликлональное Антитело Anti-Htr2C (5-Ht2C) Для Wb, Elisa - P28335

Артикул: CM0016486



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого HTR2C (серотонинового рецептора 5-HT2C), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы; иммуноген расположен в аминокислотах 120–220. Идеально подходит для исследований в области нейрофармакологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело HTR2C
Примечания/синонимы	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
Вид	Человек
GeneID (человек)	3358
GeneID	3358
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 120–220 человеческого HTR2C (NP_000859.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28335
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом