


Моноклональное Антитело Против Htr3A Для Вестерн-Блоттинга, Иф, Игх-П, Ифа - P46098

Артикул: CM0007026



введение

Кроличье моноклональное антитело против HTR3A, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Детектирует серотониновый рецептор 3A в образцах человека, мыши и крысы; идеально для исследований в нейронауках и изучения ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	HTR3A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3359
GeneID	3359
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФ-П, Иммуногистохимия-Парафин (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46098
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом