


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Htr3A Для Wb, Ihc-P, Elisa - P46098

Артикул: CM0030139



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого HTR3A (рецептора 5-HT3), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения ионных каналов, управляемых серотонином, в нейронной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTR3A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3359
ID гена	3359
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46098
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Ледяной пакет